


COBERTORES TÉRMICOS DESCARTÁVEIS

Características e Benefícios

- **Ativado pelo ar:** Não requer eletricidade.
- **Máxima Mobilidade:** O mesmo cobertor acompanha o paciente desde o pré-operatório, durante a cirurgia e no pós-operatório, sem a necessidade de sopradores ou qualquer outro equipamento conectado em tomadas elétricas.
- **Custo benefício:** Um único cobertor por paciente é suficiente para todo o procedimento.
- **Aquecimento:** em poucos minutos, atingindo em torno de 40 °C, e dura aproximadamente 10 horas.
- **Versatilidade:** Prevenção e tratamento da hipotermia, inclusive em choque e trauma.
- **Qualidade:** Feito com materiais de grau médico, composto por almofadas térmicas de tecido não-tecido.
- **Controle de infecção:** O sistema se autoaquece, evitando circulação aérea de partículas, fato comum no uso de sopradores.
- **Seu uso é também indicado em diversas situações como:** Resgate, emergências, carros de parada, uso militar, home care, entre outros.



Cobertor de Corpo Inteiro para CC e RPA

Código do produto: SB9RH9120

Tamanho aberto: 86 cm x 152 cm

Descrição: Feito com tecido não-tecido azul de grau médico, com 09 almofadas térmicas ativadas pelo ar.



Cobertor de Tronco para CC e RPA

Código do produto: SB6RH9120

Tamanho aberto: 60 cm x 86 cm

Descrição: Feito com tecido não-tecido azul de grau médico, com 06 almofadas térmicas ativadas pelo ar.

Cobertor para tronco com 04 painéis

Código do Produto: S4RHMD - Caixa com 08

	Temperatura de aquecimento:	40°C em até 20 minutos
	Mantém a temperatura por:	10 Horas
	Tamanho:	86 cm x 122 cm
	Peso:	794 gramas
Descrição:		Cobertor para tronco. Usado para tratamento de hipotermia e choque. Pode ser usado em maca de evacuação (115kg). Protocolo médico militar.

Cobertor para corpo inteiro com 06 painéis

Código do Produto: S6RHLG - Caixa com 08

	Temperatura de aquecimento:	40°C em até 20 minutos
	Mantém a temperatura por:	10 Horas
	Tamanho:	86 cm x 152 cm
	Peso:	1.13 Kg
Descrição:		Cobertor para corpo inteiro. Usado para tratamento de hipotermia e choque. Pode ser usado em maca de evacuação (115kg). Protocolo médico militar.

Mini cobertor com 01 painel

Código do produto: S1RHSM - Caixa com 12

	Temperatura de aquecimento:	40°C em até 20 minutos
	Mantém a temperatura por:	10 Horas
	Tamanho:	41 cm x 46 cm
	Peso:	198 gramas
Descrição:		Painel térmico para uso em extremidades. Totalmente ajustável, com duas fitas para prender. Útil em kits de primeiros socorros e kits de sobrevivência.

Colete de aquecimento (uso não médico)

Código do produto: GRHVO6A - Caixa com 12

	Temperatura de aquecimento:	38°C em até 15 minutos
	Mantém a temperatura por:	08 horas
	Tamanho:	Único com fitas para prender
	Peso:	284 gramas
Descrição:		Para a manutenção da normotermia de pessoas atuando em lugares extremos. Também pode ser usado para atividades externas como escalada, montanhismo, esqui, acampamento, pesca, maratonas, etc.

Casulo infantil de aquecimento

Código do produto: GIW6C - Caixa com 12

	Temperatura de aquecimento:	38 °C em até 15 minutos
	Mantém a temperatura por:	08 Horas
	Tamanho:	66 cm x 66 cm
	Peso:	340 gramas
Descrição:		Casulo com 6 almofadas térmicas, capuz e duas fitas ajustáveis para envolver a criança e preservar o calor.

Colchão infantil

Código do produto: S2RHIM - Caixa com 12

	Temperatura de aquecimento:	38 °C em até 20 minutos
	Mantém a temperatura por:	08 Horas
	Tamanho:	28 cm x 33 cm
	Peso:	198 gramas
Descrição:		Colchão infantil para manutenção da normotermia. Pode ser usado junto com casulo, ou como colchão para transporte pelo hospital.

Cobertores de aquecimento rápido

Código do produto: G12RH2 - Caixa com 08*

	Temperatura de aquecimento:	38 °C em até 15 minutos
	Mantém a temperatura por:	08 Horas
	Tamanho:	Corpo inteiro: 86 cm x 122 cm Tronco: 86 cm x 61 cm
	Peso:	Corpo inteiro: 794 gramas Tronco: 397 gramas
Descrição:		Cobertor para emergência, aquecimento rápido, para uso em choque, trauma e pré-hipotermia. Possui uma camada interna acolchoada, é leve, confortável e resistente a água. Funciona bem em grandes altitudes.
	* Modelo para tronco: G6RH2T - Caixa com 12	

Cobertores de uso hospitalar - CC/RPA/UTI/Enfermaria

Código do produto: SB9RH9120 - Caixa com 10*

	Temperatura de aquecimento:	40 °C em até 20 minutos
	Mantém a temperatura por:	10 horas
	Tamanho:	Corpo inteiro: 86 cm x 152 cm Tronco: 60 cm x 86 cm
	Peso:	Corpo inteiro: 510 gramas Tronco: 350 gramas
Descrição:		O mesmo cobertor acompanha o paciente desde o pré-operatório, durante a cirurgia e no pós-operatório. Previne hipotermia. Máximo conforto para o paciente.
	* Modelo para tronco: SB6RH9120 - Caixa com 20	

Fabricado por:

TechTrade
Invention | design | manufacturing
22 Hudson Place Ste. 5R
Hoboken, NJ 07030, USA
www.techtradellc.com

Distribuidor Exclusivo no Brasil:

PANMEDICA
Rua Augusta, 1378 - SL - Consolação
São Paulo - SP - 01304-001
Tel.: (11) 3289-4600 Fax: (11) 3284-4484
www.panmedica.com.br

Cadastro ANVISA
Nº.: 10171610055

